

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 500 µl

konischer Boden, Polypropylene
with DuraSeal septum inserted



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Artikel-Nr.: 593736 | Thermo

739,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 2D-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß ohne Gewinde
Schraubdeckel / Stopfen: DuraSeal
Verpackung: 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Volumen: 0.5 ml