

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 500 µl, steril

konischer Boden, Polypropylene
with DuraSeal septum inserted



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593737 | Thermo

770,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Gewinde
Schraubdeckel / Stopfen:	DuraSeal
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Volumen:	0.5 ml