

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 0.5 ml, unsteril

konischer Boden, Polypropylene
ohne Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

960 Stück

Artikel-Nr.: 593750 | Thermo

526,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	ohne
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	960 Stück
Volumen:	0.5 ml