

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 12 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

100 Stück/Karton
Artikel-Nr.: 593770 | Thermo

196,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/24
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	100 Stück/Karton
Volumen:	12.0 ml