

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 12 ml

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)
Artikel-Nr.: 593774 | Thermo

198,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 2D-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/24
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Verpackung: 4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)
Volumen: 12.0 ml