

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml

konischer Boden, Polypropylene



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1000 Stück

Artikel-Nr.: 593790 | Thermo

524,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	ohne
Verpackung:	1000 Stück
Volumen:	1.4 ml