

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.0 ml, glass



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Latch Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593850 | Thermo

1.259,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Glasgefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Glasgefäß mit Plastik Deckel
Verpackung:	5 Latch Racks à 96 Tubes (480 Stück)
Volumen:	1.0 ml