

Deckel für Matrix ScrewTop Tubes, farblos, steril

für 0.5 / 1.0 ml Gefäße



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

500 Stück

Artikel-Nr.: 594470 | Thermo

186,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	farblos
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Schraubdeckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	500 Stück