

## Leerrack für 0.2 ml Matrix 2D Storage Tubes

Latch Rack  
für 0,2ml Schraubdeckel und 0,5ml Folienverschluss



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Stück  
Artikel-Nr.: 594898 | Thermo

**168,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** Matrix  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Format:** Rack im SBS Format  
**Passend für Rackformat:**SBS/96  
**Produktart:** Rack leer  
**Verpackung:** 10 Stück