

Matrix Empty Latch Racks for 500 µl ScrewTop Tubes

steril, Latch Rack



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 594900 | Thermo

78,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 5 Stück