

Leerracks für 384 2D Matrix Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

20 Stück/Karton
Artikel-Nr.: 594910 | Thermo

153,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/384
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	20 Stück/Karton