

## Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml, steril

flacher Boden  
mit Zahlencode am Boden



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)  
Artikel-Nr.: 593712-11 | Thermo

**599,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Brand:</b>                   | Matrix                                |
| <b>Codierung:</b>               | 2D-Barcode, Zahlencode am Boden       |
| <b>Format:</b>                  | Rack im SBS Format                    |
| <b>Passend für Rackformat:</b>  | SBS/96                                |
| <b>Produktart:</b>              | Gefäß ohne Deckel                     |
| <b>Schraubdeckel / Stopfen:</b> | ohne                                  |
| <b>Sterilität:</b>              | steril                                |
| <b>Verpackung:</b>              | 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück) |
| <b>Volumen:</b>                 | 1.4 ml                                |