

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes 0.75 ml

konischer Boden



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Artikel-Nr.: 593731-11 | Thermo

588,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Gewinde
Schraubdeckel / Stopfen:	ohne
Verpackung:	10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Volumen:	0.75 ml