

## Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene  
Deckel: lila



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

480 Stück im Beutel  
Artikel-Nr.: 593740PUR | Thermo

**367,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Brand:</b>                   | Matrix              |
| <b>Codierung:</b>               | 2D-Barcode          |
| <b>Farbe:</b>                   | Deckel: lila        |
| <b>Format:</b>                  | Beutel              |
| <b>Passend für Rackformat:</b>  | SBS/96              |
| <b>Produktart:</b>              | Gefäß mit Deckel    |
| <b>Schraubdeckel / Stopfen:</b> | Innengewinde        |
| <b>Sterilität:</b>              | steril              |
| <b>Verpackung:</b>              | 480 Stück im Beutel |
| <b>Volumen:</b>                 | 1.0 ml              |