

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene

Deckel: gelb



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

480 Stück im Beutel
Artikel-Nr.: 593740YEL | Thermo

367,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Farbe:	Deckel: gelb
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	480 Stück im Beutel
Volumen:	1.0 ml