

Matrix 2D Bc. ScrewTop Tubes 1.0ml,2D,WP/1D,steril

konischer Boden
ohne Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480)
Artikel-Nr.: 593742-WP1D | Thermo

452,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	ohne
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Tubes (480)
Volumen:	1.0 ml