

Matrix SepraSeal mats, lila, steril

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594464PUR | Thermo

123,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	lila
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen:	Sepra Seal
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)