

Matrix Pre-Split SepraSeal mats, blau

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594465BLU | Thermo

127,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	blau
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen:	SeptraSplit
Verpackung:	10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)