

Matrix Pre-Split SepraSeal mats, rot, steril

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594466RED | Thermo

133,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	rot
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen:	SeptraSplit
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)