

Matrix ScrewTop Deckelgestell

gelbe Deckel
steril



ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Deckel/Karton
Artikel-Nr.: 594477YEL | Thermo

359,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	Deckel: gelb
Format:	Cap Tray
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Schraubdeckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Schraubdeckel
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Deckel/Karton