

PE anti-human CD25

Mouse IgG1, kappa
M-A251



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B356104 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 356104

144,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: M-A251
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD25

Clone: M-A251

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: IL-2 receptor alpha chain, Low affinity IL-2R, IL-2Ralpha chain

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8389>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>