

## Biozym dNTP Mix 25 mM each, 2 x 0.5 ml



100 µmol (jeweils 25 µmol)  
Artikel-Nr.: 331550 | Biozym

**77,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Abpackung:** Mix  
**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Konzentration:** 25 mM  
**Produkttyp:** dNTP  
**Verpackung:** 100 µmol (jeweils 25 µmol)

**Der Biozym dNTP Mix ist hochrein, langzeitstabil und geeignet für alle PCR-Applikationen**

- Reinheit > 99 %
- Stabil auch nach häufigem Auftauen und Einfrieren
- Nach 4 Wochen bei RT: 95 % der dNTPs in Triphosphat-Form