

Pocket Timer/Clock (4-Kanal)



1 Stück
Artikel-Nr.: 553720 | Biozym

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Labortimer, 4-Kanal Pocket Timer/Clock

- Unabhängiges oder gleichzeitiges Setup der vier Timer
- Akustische und visuelle Alarme
- Einfaches Umschalten der Kanäle mit separaten Tasten
- Inkl. Clip und Magnet auf der Rückseite