

Brilliant Violet 421 anti-human CD69

Mouse IgG1, kappa
FN50



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B310930 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 310930

305,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: FN50
Format: BV421
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 421 anti-human CD69

Clone: FN50

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Very Early Activation Antigen (VEA), Activation inducer molecule (AIM)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: BV421

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7141>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>