

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa
MI15



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B356504 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 356504

219,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, SB
Clone: MI15
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: MI15
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: B-B4
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, SB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8404>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>