

Handschuhe Steril Xtreme Orange Nitril 300 DI

Größe 6.0, puderfrei
Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Polybags à 20 Paare
Artikel-Nr.: 743231 | SHIELD | Hersteller-Nr.: 696552

459,24 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL: 0.65
Einsatzbereich: Reinraum - DI
Größe: XS/6
Handschuhdesign: einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen
Länge: 300 mm
Material: Neopren, Nitril
Produktlinie: SHIELDskin XTREME
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Polybags à 20 Paare
Zertifikate: ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

Steril Xtreme Orange Nitril 300 DI

Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier oranger Nitril/Polychloroprenhandschuh
- Handspezifisch
- 300 mm / 0.12 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht

- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 2500 pro cm² > 0.5 µm
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert