

# Handschuhe Steril Xtreme Orange Nitril 300 DI

Größe 8.0, puderfrei  
Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Polybags à 20 Paare  
Artikel-Nr.: 743235 | SHIELD | Hersteller-Nr.: 696551

**459,24 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**AQL:** 0.65  
**Einsatzbereich:** Reinraum - DI  
**Größe:** M/8  
**Handschuhdesign:** einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen  
**Länge:** 300 mm  
**Material:** Neopren, Nitril  
**Produktlinie:** SHIELDskin XTREME  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Polybags à 20 Paare  
**Zertifikate:** ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

### Steril Xtreme Orange Nitril 300 DI

#### Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier oranger Nitril/Polychloroprenhandschuh
- Handspezifisch
- 300 mm / 0.12 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht

- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 2500 pro cm<sup>2</sup> > 0.5 µm
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert