

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 200 µl, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

480 Stück im Beutel
Artikel-Nr.: 593747 | Thermo

360,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	480 Stück im Beutel
Volumen:	0.2 ml