

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 0.1 - 2 µl

Increment 0.002 µl, ISO8655 zertifiziert  
variables Volumen



**Nichiryō**

1 Stück

Artikel-Nr.: 656021 | Nichiryō

**287,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet Premium  
**Pipettenvolumen:** bis 2 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Nichipet Premium

##### Die exklusiven Modelle der Nichipet Pipetten Serie von Nichiryō

- Höhere Pipettiergenauigkeit durch PTFE Verbau in den Handschalen (Air Seal)
- Komfortables und rutschfestes Grip Design der Handschalen
- Ergonomisch rund geformter "Henkelgriff" zum entspannten Halten der Pipette beim Pipettieren
- Großzügig dimensioniertes, leicht ablesbares Display
- Verlängerter Pipettierhub zwischen 1. und 2. Druckpunkt zur Verbesserung der Dispensiergenauigkeit
- Korrosionsfreie Keramik Kolben (ab 100 µl Pipette)
- Spezial Dichtungsring mit extremer Haltbarkeit = ca. 600.000 Pipettiervorgänge
- Wartungsfreundlich - kein Fetten der Kolben nötig (gilt für Pipetten von 2 µl bis 1000 µl)
- Robuster, speziell gehärteter Konus = sehr geringe Abnutzungserscheinungen = konstant gleich guteSpitzenpassform und Pipettiergenauigkeit
- Voll autoklavierbar
- Erhöhte UV Resistenz für dauerhaften Gebrauch unter der UV-Bench

- Erleichterte, einfache Kalibrierung durch Feinrasterung des Pipettierknopfes
- Verbesserter "Locking Mechanismus" zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- ISO 8655 Zertifikat
- CE Kennzeichnung
- ISO 14001 und ISO 9001 zertifizierter Hersteller

[Produktvideos](#)