

## Handzähler, 4-stellig, Metall verchromt

mit Fingerring & Schutzlinse, 46 mm dia x 41 mm B



1 Stück  
Artikel-Nr.: 670018 | Biozym

**19,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 1 Stück

**Handzähler, 4-stellig ist** geeignet zur Zählung von z.B. Blutzellen, Bakterien Kolonien, Tropfen, Straßenverkehr usw.

- Zählt bis 9.999
- Schnell zugänglicher Reset Knopf
- Schutzlinse über dem Zahlendisplay vereinfacht das Lesen
- Fingerring ermöglicht sicheren, entspannten Griff
- Robustes Metallgehäuse, verchromt

**Format:**

- Durchmesser = 46mm
- Breite = 41 mm