

## Handschuhe, SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI

Größe M/8, puderfrei  
Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Polybags à 100 Stück  
Artikel-Nr.: 743157 | SHIELD | Hersteller-Nr.: 696453

**388,44 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>AQL:</b>	0.25
<b>Einsatzbereich:</b>	Reinraum - DI
<b>Größe:</b>	M/8
<b>Handschuhdesign:</b>	beidhändig verwendbar, doppelwandig, texturierte Fingerspitzen
<b>Länge:</b>	300 mm
<b>Material:</b>	Neopren, Nitril
<b>Produktlinie:</b>	SHIELDskin XTREME
<b>Sterilität:</b>	nicht steril
<b>Verpackung:</b>	10 Polybags à 100 Stück
<b>Zertifikate:</b>	ISO 374-1 Type B JKPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus, MDR Class I

### SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI

#### DI: Basis Kontaminationskontrolle

- Nicht sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreie orange/weiße Nitril/Polychloroprenhandschuhe
- twinSHIELD™ Schutz durch 2-Lagen
- Ambidextrous
- 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 1.5 (EN 374-2:2014 Level 2)

- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 3000 pro cm<sup>2</sup> > 0.5 µm
- Getestet gemäß EN1149-1-2-3 & 5
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert
- Vulkanisationsbeschleuniger frei