

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 5-50 µl

Farbcode = Lila
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651102 | Thermo

324,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten


Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Das innovative ClipTip System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.

- **ClipTip Pipettenspitzen schließen sicher und dicht** - solange bis Sie den Spitzenabwurf betätigen
- **Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision**
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen** - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein
- **Ergonomisches Design** Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
- **Außerordentlich leicht** Das innovative Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- **Einstellbarer Komfort** - Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und für entspanntes Pipettieren.

- **Super-Blow-Out-Kolben** 150 % erhöhter Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung*
- **Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf** Innovativer Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
- Versteilsicherer Pipettierknopf bei Modellen mit variablem Volumen - Die sichere Volumeneinstellung verhindert versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
- **Branchenführende Garantie** durch bequeme Onlineregistrierung
- **CE-Kennzeichnung** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Zertifizierung** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.



Art. Nr.	Bestandteil	Material	Spitzenlänge	Spitzenbreite	Spitzenhöhe	Spitzenwinkel	Spitzenabwurf
10000	10 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10001	20 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10002	50 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10003	100 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10004	200 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10005	500 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch
10006	1000 µl	PS	100 mm	10 mm	10 mm	90°	Soft-Touch

*Verfügbar für Modelle bis 50