

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 100-1000 µl

Farbcode = Blau
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651106 | Thermo

326,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten


Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Das innovative ClipTip System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.

- **ClipTip Pipettenspitzen schließen sicher und dicht** - solange bis Sie den Spitzenabwurf betätigen
- **Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision**
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen** - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein
- **Ergonomisches Design** Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
- **Außerordentlich leicht** Das innovative Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- **Einstellbarer Komfort** - Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und für entspanntes Pipettieren.

- **Super-Blow-Out-Kolben** 150 % erhöhter Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung*
- **Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf** Innovativer Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
- Versteilsicherer Pipettierknopf bei Modellen mit variablem Volumen - Die sichere Volumeneinstellung verhindert versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
- **Branchenführende Garantie** durch bequeme Onlineregistrierung
- **CE-Kennzeichnung** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Zertifizierung** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.



| Modell | Volumen | Spitzenlänge | Spitzenbreite | Spitzenhöhe | Spitzenabwurf |
|----------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| F1-100 | 100 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-200 | 200 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-500 | 500 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-1000 | 1000 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-2000 | 2000 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-5000 | 5000 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |
| F1-10000 | 10000 µl | 100 mm | 10 mm | 10 mm | Soft-Touch |

*Verfügbar für Modelle bis 50