

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 25 µl Fix

mit CE Kennzeichnung
Fixvolumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651114 | Thermo

194,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 25 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: Fixvolumen