

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 200 µl Fix

Farbcode = Gelb

Fixvolumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651117 | Thermo

194,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 200 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: Fixvolumen