

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 250 µl Fix

Farbcode = Orange

Fixvolumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651118 | Thermo

192,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 250 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: Fixvolumen