

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 1000 µl Fix

Farbcode = Blau
Fixvolumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651120 | Thermo

192,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: Fixvolumen