

## Probenröhrchen 0.5 ml, farblos, ohne Längsstege

konisch, für Schraubverschlüsse  
DNA-, DNase-, RNasefrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 710690 | Biozym

**28,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**SUMMER-DEALS

**Farbe:** farblos  
**Form:** konisch  
**Kategorie:** Probenröhrchen  
**Verpackung:** Packung à 500 Stück  
**Volumen:** 0.5 ml

### Biozym Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen (nur sterile Probenröhrchen)
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln lieferbar (nicht für alle Probenröhrchen Varianten)
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung
- Passende Deckel separat erhältlich, sterile Probenröhrchen werden mit aufgesetzten Deckel geliefert.

Alternative zu Art.-Nr.: 710001