

ClipTip 20 µl, pink, steril

für F1-ClipTip Pipetten 20 µl
für alte F1-ClipTip Pipetten 10 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674501 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410213

75,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 20 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Clip Tip |
| Spezialeigenschaften: | ClipTip |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |