

## ClipTip 20 µl, pink

für F1-ClipTip Pipetten 20 µl  
für alte F1-ClipTip Pipetten 10 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674502 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410217

**54,10 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Inserts à 96 Stück

#### Pipettenspitzen ClipTip 20

- Länge 4,6 cm
- Volumenbereich 1-20 µl
- Farbcode Pink

#### Passend für

- F1-ClipTip 1-10 µl
- F1-ClipTip 2-20 µl
- F1-ClipTip 1 µl Fix
- F1-ClipTip 5 µl Fix
- F1-ClipTip 10 µl Fix
- F1-ClipTip 20 µl Fix

- F1-ClipTip 8-Kanal 1-10 ?l
- F1-ClipTip 12-Kanal 1-10 ?l
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.