

ClipTip 20 µl, pink, steril

für F1-ClipTip Pipetten 20 µl
für alte F1-ClipTip Pipetten 10 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674503 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410218

69,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Inserts à 96 Stück