

## ClipTip 20 µl, Filter, pink, steril

für F1-ClipTip Pipetten 20 µl  
für alte F1-ClipTip Pipetten 10



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674506 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420213

**86,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück