

ClipTip Leer Rack, small, pink

für F1-ClipTip Inserts small



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks

Artikel-Nr.: 674509 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410219

28,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Maximalvolumen: Leer Rack small

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: Zubehör Rack

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks