

Finntip 0.2 - 20 µl, lila

33 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 20 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674420 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400620

86,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 20 µl (mikro)