

Finntip 0.2 - 50 µl, türkis

48 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674430 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400360

88,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	50 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze

Passend für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)