

Finntip 0.2 - 50 µl, steril, türkis 384er

48 mm, DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674439 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400373

765,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	50 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück