

Magnet Heizrührer, Keramik, digital

Heizplatte Keramik, 0 bis 280°C, für 3 l



Ohne Stativ, Becherglas und externem Sensor

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 556031 | Biozym

302,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spannung : 100-240 V
Leistungsaufnahme: 515 V
max. Rührmenge: 3 l H₂O
Rührstäbchen max.: 50 mm
Rührstellen: 1
Rührplatte ø: 135 mm
Material Rührplatte: Edelstahl mit Porzellan überzogen
Drehzahl: 200-1500
Einstellung der Drehzahl: digital
Temperaturbereich: RT +5...280
Einstellung der Temperatur: digital
RS-232: nein
Abmessungen: 155 x 215 x 75 mm
Schutzklasse: IP 41
Gewicht: 1,5 kg

Beschreibung

Digitaldisplay: ja
Heizfunktion: ja
Kategorie: Magnet Heizrührer
Max. Kapazität: 3 l
Oberfläche: Keramik
Plattform Durchmesser: bis 140 mm

Rührfunktion: ja
Verpackung: 1 Stück

Magnetrührer, Heizrührer

- Keramik-Heizplatte
- LED-Display (Temperatur und Drehzahl)
- Digital geregelte Drehzahl (200 - 1.500 rpm) und Temperatur (RT - 280 °C)
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Schraubaufnahme für Stativstange, PT-1000 Anschluss