

## APC anti-human CD194 (CCR4)

Mouse IgG1, kappa  
L291H4



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B359407 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 359407

**120,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** L291H4  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

APC anti-human CD194 (CCR4)

Clone: L291H4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: CKR4, K5-5, CMKBR4, ChemR13, CC-CKR-4, MGC88293, HGCN:14099

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8786>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>