

Zombie NIR Fixable Viability Kit



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B423105 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 423105

72,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Format: NONAB_CHMPRB
Species of Origin:N/A
Verpackung: 100 Tests

Zombie NIR Fixable Viability Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Fixable Dye, Fixable Viability Dye, Dead, Apoptosis
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: NONAB_CHMPRB
App_Abbrev: FC
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8657>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>