

Universal Pipettenkarusell, 360° drehbar, violett

je nach Pipette mind. 6 - max. 12 Stellplätze



1 Stück
Artikel-Nr.: 675632 | Biozym

137,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: violett
Für: Universal
Kategorie: Pipettenzubehör
Plätze: 6 bis 12
Produkttyp: Karusell
Verpackung: 1 Stück

Das Universal Pipetten Karussell bietet Platz für mindestens 6 Pipetten, maximal ist eine Belegung von 12 Pipetten möglich. Die Ausnutzung der Maximalbelegung 6+6 hängt dabei ab von den von Ihnen verwendeten Pipettenmodellen.

6 der Stellplätze verfügen über Gummihalierungen, diese schützen Ihre Pipetten vor Kratzbeschädigungen beim Einhängen.

Das Universal Pipetten Karussell ist 360° frei drehbar und verfügt einen beschwerbaren Fuß.

Wahlweise lässt sich das Universal Pipetten Karussell auch „über Kopf“ unter einer Ablageplatte verschraubt anbringen, passende Schrauben gehören zum Lieferumfang.

Maße als Stand Karussell:

H = 332 mm; W = 193 mm

Maße als angeschraubtes Karussell:

H = 187 mm; W = 193 mm